

## Balances

Avantor Services peut effectuer pour vous des étalonnages accrédités selon ISO 17025 sur toutes les marques et types de balances de 1 mg à 200 kg! (y compris VWR® products, Sartorius, Mettler, Ohaus, Kern, Acculab, ...)



## **MAINTENANCE ET ÉTALONNAGE (ISO 17025)**

Un entretien régulier augmente la garantie du bon fonctionnement de votre équipement de laboratoire. Un étalonnage garantit la précision et la fiabilité de votre appareil de laboratoire.

Les tâches suivantes sont effectuées lors de l'entretien et de l'étalonnage de vos balances :

- Vérification de la plage de pesée
- Contrôle de l'environnement de travail, du niveau à bulle, de la linéarité à 7 points de mesure, de la charge excentrique et de la répétabilité
- Contrôle des spécifications et ajustement si nécessaire
- Application d'un autocollant d'étalonnage, si vous le souhaitez
- Contrôle de la date d'échéance de l'entretien et de l'étalonnage
- Certificat d'étalonnage avec marque d'accréditation (ISO17025)

Code article	Description
SERVBAL5MISOCM	Entretien et étalonnage accrédité de microbalance (d = 0,001 mg)
	Entretien et étalonnage accrédité de balance semi-micro, balance
SERVBAL5MISOCA	analytique ou balance de précision (d = 0,01 mg - 100 mg)
	Entretien et étalonnage accrédité de balance de précision 20 kg -
SERVBAL5MISOC	200 kg (d> 1 g)
	Entretien et étalonnage de balances 200 kg - 1000 kg (Non
SERVBAL5MC	ISO17025 / Sans certificat RVA)
SERVBAL5MISOCH	Entretien et étalonnage accrédité de balance d'humidité
SERVAIRS5IQOQPQ	Exécution IQ/OQ/PQ

## IQ/OQ/PQ

En utilisant nos services de qualification IQ / OQ / PQ, vous pouvez atteindre et maintenir la conformité avec la FDA, les BPF / BPL, la Pharmacopée européenne et l'ISO. Nos ingénieurs de service qualifiés ont une vaste expérience dans l'exécution professionnelle des services IQ / OQ / PQ.

Contactez Avantor Services pour planifier un entretien ou un étalonnage ou pour plus d'informations sur nos services : technical.service.be@avantorsciences.com

## VWR International by

Researchpark Haasrode 2020 - Geldenaaksebaan 464 - 3001 Leuven cedex | t +32 (0) 16 385 011 | vwr.be@vwr.com | be.vwr.com



**AVANTORSCIENCES.COM** 

Avantor® is a leading global provider of mission critical products and services to customers in the biopharma, healthcare, education & government, and advanced technologies & applied materials industries. We operate in more than 30 countries and deliver an extensive portfolio of products and services. We set science in motion to create a better world. Trademarks are owned by Avantor, Inc. unless otherwise noted. © 2021 Avantor, Inc.